

Uso del kit de decúbito Ventral Repose® durante un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)

(1 colchón de aire para cara / pecho + 1 refuerzo de aire para pie / rodilla)

Refuerzo de pie / rodilla colocado en la parte inferior de la cama
REP-6921101

Válvula de inflado inferior izquierda en la parte inferior



Cojín facial / tórax colocado en la parte superior de la cama
REP-6401100
(Babytherm)

Válvula de inflado en la parte superior izquierda en la parte inferior

Ajuste de la cara / cojín en el pecho



1- Levante al paciente en DV en la parte superior del cuerpo para introducir el cojín facial debajo de la sábana.



2- Coloque el cojín vi-sage, hasta el nivel de la línea mamaria, lo que reduce la presión en la cara y evita la hiperextensión de la cabeza.



3- La cabeza se gira hacia un lado, lo que garantiza una buena permeabilidad de la vía aérea y el catéter. El cojín facial así colocado limitará los cuadrantes de la cara (mentón, nariz, pómulos), membranas mucosas

Instalación del cojín de refuerzo pie / rodilla



4- Levante las piernas inferiores del paciente para introducir el refuerzo de pie / rodilla debajo de la sábana. Coloque el refuerzo de pie / rodilla en la parte inferior de la cama.



5- Las rodillas deben descansar sobre los tubos de aire. Esta posición hace posible limitar las posiciones viciosas y equinas de los pies manteniendo una posición física.



6- Doble las sábanas sin meterlas o soltarlas (varios centímetros de juego a cada lado).

- Consejos :**
- El proclive a 5 ° permite una mejor tolerancia digestiva, la reducción de los puntos de soporte y edema de la cara.
 - La sonda de intubación debe permanecer accesible para garantizar las aspiraciones endotraqueales a menudo necesarias justo después de la inversión y bien posicionadas en la comisura labial.
 - La monitorización de la úlcera por presión es esencial. A medida que aumenta la duración de las sesiones propensas, se deben intensificar las medidas para prevenir las úlceras por presión.